

Cat No.945 グリース類滴点試験器



GDP-EM型

【概要】

本器は、規定のカップに試料を充填して、空気浴中に入れ、温度計を規定の位置に差し込み、加熱浴中で規定の条件で加熱し、試料がカップの口から滴下した時の温度計の示度から滴点温度を求めるための試験器で、試料 2 個を同時に測定できるものです。

【適用規格】

JIS K2220、ASTM D566 および 2265、IP 132

【特徴】

- カップ、空気浴、加熱浴、空気浴保持器、浴槽攪拌機、ヒーターおよびヒーター加熱用電圧調整器で構成されており、試料 2 個を同時に測定できます。
- 空気浴保持器および浴槽攪拌機は、一体化になっており上下移動が簡単に行えます。
- ヒーター加熱用電圧調整器は、サイリスター方式を採用しておりますので、ヒーターの電圧調整は扱い易くなっております。

【標準仕様】

- | | |
|--------------|------------------------|
| 1. ヒーター | ; カンタル線 |
| 2. 電圧調整器 | ; サイリスター |
| 3. 浴槽攪拌機 | ; インダクションモーター |
| 4. 加熱浴および空気浴 | ; パイレックス |
| 5. カップ | ; 黄銅製クロム鍍金仕上げ |
| 6. 金属棒 | ; 鋼製 |
| 7. 試料架数 | ; 2 個架 |
| 8. 電源 | ; AC100V-0.6KW 50/60Hz |

【標準付属品】

- | | |
|-----------|---------------|
| 1. 加熱浴 | : 1 台 (2 個架用) |
| 2. 空気浴 | : 2 個 (コルク環付) |
| 3. カップ | : 2 個 |
| 4. 金属棒 | : 1 本 |
| 5. 空気浴保持器 | : 1 式 |
| 6. 温度計 | : 3 本 (NO.38) |

Cat No.959 グリース離油度試験器



【概要】

本器は、金網円すいろ過器中で規定温度に保った試料から、規定時間後に分離する油の質量によって離油度を算出するもので、下記のものより構成されております。

- | | |
|-------------|-----------------|
| 1. 金網円すいろ過器 | : 1 個 (JIS 規格品) |
| 2. ビーカー | : 1 個 (JIS 規格品) |
| 3. ふた | : 1 個 (JIS 規格品) |
| 4. ガスケット | : 1 枚 (JIS 規格品) |

●本カタログの仕様は予告なく変更する場合があります。



吉田科学器械株式会社

〒173-0024 東京都板橋区大山金井町 30 番 16 号

TEL 03(3959)1101 (代) FAX 03(3959)1105

URL <http://www.yoshida-kagaku.co.jp>